




Compact Dry ECO



Escherichia coli



Características y beneficios

Compact Dry es un procedimiento sencillo y seguro para determinar y cuantificar microorganismos en productos alimenticios, cosméticos y otras materias primas, incluidas las farmacéuticas. Las placas cromógenas de Compact Dry están listas para el uso y son adecuadas tanto para los controles a realizar durante el proceso como para los del producto terminado.

Compact Dry ECO es una placa cromogénica lista para usar para la detección de *E. coli* en un tiempo de 24 horas.

Procedimiento de operación

•Preparación de muestra

Prepare el diluyente apropiado: se recomienda usar el diluyente de fosfato tamponado de Butterfield (KH_2PO_4 a 0.0425 g/ L y ajustar el pH a 7.2), o el diluyente de máxima recuperación (MRD). Autoclavar para su esterilización.

•Recuento en alimentos sólidos.

Pese 10 g de muestra sólida en un recipiente estéril (bolsa Stomacher) y añada 90 mL de diluyente a la muestra (o realizar una dilución 1:10 como lo tengan establecido dentro del laboratorio). Homogeneice adecuadamente la muestra. Pipetee 1 mL de muestra homogeneizada (diluiría más si es necesario) en el medio de la placa Compact Dry ECO

•Recuento en agua o alimentos líquidos.

Pipetee 1 mL de muestra (diluir si es necesario) en el medio de la placa Compact Dry ECO. Para agua realizar el procedimiento de filtración por membrana o siembra directa según corresponda

•Recuento en muestras de superficies.

Inocular 1 mL de la solución de transporte la cual contiene el hisopo (diluir si es necesario), en el medio de la placa de Compact Dry ECO. Se recomienda utilizar el Easy Wiping Kit "Nissui"(BPW) Gamma (Código 06537) o Easy Wiping Kit "Nissui" (PBS) CC Gamma (Código 06538) disponible como kit opcional

Instrucciones para Compact Dry ECO

*Abra la bolsa de aluminio y saque un juego de 4 placas.

*Separe la cantidad necesaria de placas de un conjunto de cuatro doblándolas hacia arriba y hacia abajo mientras presiona la tapa. Utilice un conjunto de cuatro placas conectadas cuando se pretenda medir la dilución en serie.

*Retire la tapa de la placa, pipetee 1 mL de muestra en el medio de la placa de Compact Dry ECO, vuelva a colocar la tapa. La muestra se difunde de manera automática y uniforme en toda la lámina (área total de 20 cm²) para transformarla en gel en segundos.

*Escriba la información apropiada en la sección del memorando. Voltee la placa tapada y colóquela en una incubadora.

Placa	Incubación	Interpretación
ECO	35 ± 2°C o 37 ± 1°C por 20 ± 2 horas.	<i>E. coli</i> forma colonias verdes y azules.

Precaución de uso

- * Durante la inoculación, no toque la superficie del medio y tenga cuidado para evitar cualquier contaminación cruzada.
- * No utilice Compact Dry ECO para el diagnóstico humano y animal.
- * Durante la incubación, mantenga la tapa apretada de Compact Dry para evitar la deshidratación del medio gelificado.
- * Se recomienda usar una bolsa Stomacher con filtro para eliminar el riesgo de traspaso de pequeños trozos de alimentos a la superficie del medio.
- * El límite de detección de Compact Dry ECO está entre 1 - 250 UFC / placa. La muestra se debe diluir con solución tampón al nivel de concentración de menos de 250 UFC / placa. Se recomienda utilizar la solución de peptona de cloruro de sodio tamponada (pH 7.0) "Nissui" (Código de producto # 05528) como diluyente.
- * Si la naturaleza de la muestra afecta la reacción del medio, inocular la muestra solo después de eliminar el factor por medio de dilución y otros. Por ejemplo; muestras con alta viscosidad, coloreadas, que reaccionen con indicador redox y pH demasiado alto o demasiado bajo.
- * Si se han inoculado más de 10⁴ UFC/mL en una placa, no se formarán colonias de color distinguibles y toda la placa puede quedar coloreada.
- * *E. coli* O157 no produce beta-glucuronidasa, por lo que no se puede detectar en Compact Dry ECO. *E. coli* O157 forma colonias blancas en Compact Dry ECO.

Almacenamiento y vida útil

- ◇ Almacenamiento: mantener a temperatura ambiente (1 - 30 °C)
- ◇ Vida útil: Dieciocho (18) meses después de la fabricación.
- ◇ La vida útil está impresa tanto en la etiqueta de la caja exterior como en la bolsa de aluminio.

Advertencia e instrucciones de uso

Precauciones generales

- ◆ Lea y siga con precisión las advertencias y las instrucciones de uso descritas en el prospecto y / o etiqueta del paquete.
- ◆ No use el producto después de su fecha de caducidad. La calidad del producto no está garantizada después de su vida útil.
- ◆ No use el producto que contenga materiales extraños, descoloridos o deshidratados, o su contenedor está dañado.
- ◆ Después de abrir la bolsa de aluminio, cualquier placa no utilizada debe volver a colocarse en la bolsa de aluminio, sellarse con cinta adhesiva para evitar el paso de luz y humedad. Utilizarse lo antes posible.
- ◆ Compact Dry ECO está sujeto a la luz la cual afecta el desarrollo del color de las colonias.

Precauciones para el peligro

- ◆ Si el medio o reactivo tocó los ojos o la boca, lávese inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
- ◆ Las manipulaciones con microorganismos implican siempre ciertos riesgos de infecciones adquiridas en laboratorio. Las manipulaciones deben practicarse bajo la supervisión de un especialista clave con medidas de protección contra riesgos biológicos.
- ◆ Cualquier equipo de laboratorio y medio que toque con la muestra debe considerarse infeccioso en el laboratorio.

Precauciones para la eliminación de residuos.

- Cualquier medio, reactivo y material debe esterilizarse en autoclave o agua hirviendo después de su uso, y luego eliminarse como residuo industrial de acuerdo con la Ley de eliminación y limpieza de residuos. Siga también las leyes y regulaciones locales relacionadas con la eliminación de dicho material.

Fabricado por
NISSUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
3-23-9, Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-8736 Japón

